



Manual de instalación de LABIM

Contenido

Consideraciones previas.....	2
Instalación	2

Consideraciones previas


Si bien LABIM puede funcionar en Windows 7 y 8.1, se recomienda hacerlo en Windows 10. No es aconsejable instalar sobre versiones antiguas como Windows XP.

Se recomienda contar con Microsoft Word y Excel 2013 o superior, previamente instalados para el correcto funcionamiento de informes y reportes del sistema.

La instalación puede durar varios minutos dependiendo de su equipo.

Instalación


- 1) Abrir el archivo instalador de LABIM, descargado del sitio www.dimsistemas.com




- 2) Si aparece el siguiente mensaje presione el texto “Más Información”:




y luego “Ejecutar de todas formas”




- 3) Ante el siguiente mensaje, se debe indicar “Sí” permitir para que realice cambios y así instalar en su equipo.




- 4) Click en siguiente




- 5) Algunos antivirus pueden bloquear la instalación de Labim, debido a que no se encuentra registrado en sus bases de datos y lo marcan como inseguro. Ante la advertencia, es necesario que le indique al antivirus que permita la instalación de Labim. Se trata solo de una advertencia y no significa que su equipo esté en riesgo realmente. Ejemplo de advertencia con 360 Total Security



- 6) En la selección de componentes se aconseja elegir **Instalación Completo**



7) Presione Instalar. Puede demorar varios minutos



8) Al finalizar contará con un acceso directo al programa, en el escritorio de Windows, con el siguiente icono:

