

- 1- Descargue e instale Labim en su computadora desde:

<http://www.dimsistemas.com/descargar>


- 2- Inicie labim y presione en el botón de Red ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla:




Puede figurar en esta pantalla...



...o en esta



- 3- En la siguiente pantalla active el modo secundario, e ingrese los datos de acceso proporcionados al contratar el servicio.



RED

LABIM puede trabajar en red. Recuerde que debe haber solo un equipo que funcione como Principal y los demás deben ser secundarios. A continuación especifique el rol del equipo actual:

- **PRINCIPAL:** La base de datos se encuentra en el equipo actual y este funcionara como centro de información para los demás equipos. Tener en cuenta que deberá permanecer encendida aunque no se trabaje directamente en este equipo.
- **SECUNDARIO:** Este equipo se conecta a un equipo principal ubicado en la red.

PRINCIPAL  SECUNDARIO

Este equipo funcionará como SECUNDARIO. A continuación ingrese los datos del Principal para conectarse a él. Recuerde que debe estar encendido y conectado a la red:

CONEXIÓN CON PRINCIPAL	
Host:	ASUS-DIM
Port:	18202
User:	labim
Password:	.....
Base de datos:	labim_laboratorio

- 4- Presione el botón Probar conexión para verificar que el acceso sea correcto.
- 5- Presione en guardar. Labim se reiniciará e iniciará conectado a la nube.