

El sistema de resultados web, permite a pacientes, médicos y administradores, acceder a los informes de resultados en tiempo real, desde cualquier dispositivo con internet.

Contenido


Habilitar el servicio.....	2
Configurar Laboratorios, logo y datos a mostrar al publico.....	3
Acceso a sistema como administrador	4
Configurar parámetros del sistema.....	7
Acceso de pacientes al sistema.....	8
Ingreso y visualización de resultados.....	8
Enviar datos de acceso a paciente	11
Restablecer password como autoservicio.....	12
Restablecer password manualmente.....	13
Acceso de médicos al sistema.....	15
Ingreso y visualización de resultados.....	15
Enviar datos de acceso a médico	16
Restablecer password como autoservicio.....	17
Restablecer password manualmente.....	19
Ocultar un protocolo en la web	20
Validación de informe mediante código QR	21
Subir informes antiguos manualmente.....	23

Habilitar el servicio

Al contratar el servicio, recibirá:


- Dirección URL de acceso internet.
- Código de cliente
- Usuario de activación y sincronización de servicio.
- Usuario de administración.

La activación es necesaria llevarla a cabo una sola vez en la pc principal, para iniciar la sincronización de los sistemas. Ingrese al menú **Configurar->Resultados Web**




Active la casilla **“HABILITADO”**.

Ingrese el código de cliente y el nombre y password del USUARIO DE ACTIVACION (usuario sync). Por último presione el botón **“Probar conexión”**



Si recibió el mensaje OK, presione el botón GUARDAR




Configurar Laboratorios, logo y datos a mostrar al público

En la pantalla de configuración de Labim Web, acceda a la subpestaña "Laboratorios".

Se listarán todos los laboratorios de trabajo actuales en Labim. Active la casilla "HABILITADO", en aquellos que deban publicarse. Por cada uno puede ingresar una descripción y logo que será visualizado en internet.



Puede acceder al sitio web de resultados, para cada laboratorio, presionando en el link.






Acceso a sistema como administrador



Como cliente, puede acceder al sistema de resultados desde cualquier dispositivo, con el perfil administrador. De esta forma podrá cambiar diferentes parámetros, para ajustarlo a sus necesidades.

Ingrese a resultados web mediante la dirección URL internet brindada...



...o desde la aplicación Labim.

Desde **Configurar->Resultados Web->Administrar->ACCEDER A LABIM WEB**




Al mostrar la pantalla en el navegador, indicar el acceso como administrador, mediante la opción indicada en la parte inferior.



Ingrese el usuario y clave de ADMINISTRADOR proporcionado.




A continuación, tendrá acceso a todos los resultados publicados de sus laboratorios. También dispondrá en la izquierda, el menú de configuración.



Configurar parámetros del sistema

General:



Resultados:

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

GeneralResultadosPacientesMédicosCorreo SMTP

- PERMITIR DESCARGAR RESULTADOS**
- Permitir descargar si adeuda pago
- Permitir descargar si adeuda orden de Ob.Social

- Permitir autenticidad de informe mediante QR.**
- Permitir descarga de informe en pantalla de validación con QR. *(Al activar cualquier persona podrá descargar el informe)*

Pacientes:

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

GeneralResultadosPacientesMédicosCorreo SMTP

- Permitir acceso al sistema**

Médicos:

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

GeneralResultadosPacientesMédicosCorreo SMTP

- Permitir acceso al sistema**
- Solo ver resultados de informes cuando es Médico solicitante**
- Por defecto, listar resultados de todos los laboratorios**


Modo de acceso

Solo con matrícula▼

Acceso de pacientes al sistema

Ingreso y visualización de resultados

Pacientes podrán acceder al sistema, ingresando la dirección de internet correspondiente a su laboratorio (provista al contratar el servicio) en el navegador o...



..escaneando el código QR generado en el talón para retirar resultados del protocolo.

LABORATORIO SL

Luciana Más

9 de julio 2212 oeste TEL: 0264 4123 4567

TALÓN PARA RETIRAR RESULTADOS

Protocolo: **60314**

Fecha: **05/09/2022 11:47:08**

Paciente: **GALLARDO, DANIEL JORGE**

DNI: **12.345.678**

Médico: **ABALLAY, ALICIA**

E-mail: **dimsoft@live.com**




Retirar el 05/09/2022 de 16:30 a 20:00 hs o días posteriores de 10 a 13hs y de 17:00 a 20.00hs
Acceda a los resultados escaneando el código QR o ingresando a **lab.labim.app** password **1230**

Allí se encuentra las indicaciones para ingresar y la clave correspondiente.
El password podrá modificarlo, una vez ingresado.



The screenshot shows a web browser window with the URL 127.0.0.1/login/lab/6/lo... The page features the Laboratorio SL logo (a green cross in a circle) and the name 'Laboratorio SL'. Below the logo, it lists 'Dra Luciana Más', '9 de julio 2212 oeste', and '0264 4123 4567'. The main heading is 'Acceso PACIENTES y MÉDICOS'. There are two input fields: one for 'DNI' with a dropdown menu and the value '12345678', and another for a password with a lock icon. A blue 'Acceder' button is positioned below the password field. At the bottom, there are links for 'Recuperar password' and 'Acceso administrador'.

Se listarán todos los informes correspondientes. Podrá acceder a cada uno, mediante el botón "Informe"



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "127.0.0.1/lab/6/resultados". The page title is "LABORATORIO SL". The main content area is titled "RESULTADOS" and contains the following patient information:

- Paciente:** GALLARDO, Daniel Jorge
- DNI :** 12345678
- Fecha Nacimiento:** 02/12/1987
- Sexo:** Masculino
- E-mail:** dimsoft@live.com


Below the patient information, there is a blue bar labeled "Informes (2)". Two report entries are listed:

- Fecha:** 05/09/2022 12:29:39
Protocolo: 60316
Actualizado: 05/09/2022 12:30:00
- Fecha:** 01/04/2022 11:47:08
Protocolo: 60314
Médico: Aballay, Alicia
Actualizado: 05/09/2022 12:29:26


Each report entry has a red "Informe" button with a PDF icon. At the bottom of the page, it says "Labim Web. All rights reserved."

Enviar datos de acceso a paciente


Puede enviar los datos de acceso al sistema a pacientes, ingresando en el menú Configurar de la pantalla principal. Luego, opción Resultados Web



Ingrese a la pestaña **Administrar->Usuarios**. Active la opción **"Paciente"**, y busque el paciente mediante documento o apellido.



Podrá visualizar los datos de acceso del paciente y las opciones de envío por diferentes medios. *Atención, si paciente cambio el password, no podrá visualizarlo.*



Usuario de acceso a Resultados Web

Apellido y Nombre **GALLARDO, DANIEL**
DNI 12.345.678
Email

Datos de acceso usuario

DNI 12.345.678
Password 7882

Restablecer password como autoservicio

Si paciente olvidó su password, podrá restablecerlo sin necesidad de solicitarlo a personal de su laboratorio. Simplemente, presionando en la opción "Recuperar password". *Atención, esta modalidad solo funciona si paciente tiene registrado su email en Labim.*



127.0.0.1/login/lab/6/lo...


Laboratorio SL
Dra Luciana Más
9 de julio 2212 oeste
0264 4123 4567


Acceso PACIENTES y MÉDICOS

DNI

[Recuperar password](#)

[Acceso administrador](#)

Ingresando el email de registro y dando la orden de **Recuperar Password**.




Recibirá un email con las indicaciones para continuar.


Restablecer password manualmente

Si el sistema de recuperación mediante autoservicio, no se encuentra operativo o el paciente no tiene email de registro, es posible restablecer su password, desde la aplicación Labim.


Ingresa en el menú **Configurar->Resultados Web**



Ingrese a la pestaña **Administrar->Usuarios**. Active la opción **“Paciente”**, y busque el paciente mediante documento o apellido.




Presione el botón **“RESET PASSWORD”**.




Acceso de médicos al sistema

Ingreso y visualización de resultados

Médicos podrán acceder al sistema, ingresando la dirección de internet correspondiente a su laboratorio (provista al contratar el servicio) en el navegador o...



Deberá elegir el tipo "Mat.Médico", ingresar el número de matrícula y password.



A screenshot of the login page for 'Laboratorio SL'. The page has a white background with a blue border. At the top, it says 'Laboratorio SL' in bold, followed by 'Dra Luciana Más', '9 de julio 2212 oeste', and '0264 4123 4567'. Below this, it says 'Acceso PACIENTES y MÉDICOS'. There are two input fields: the first is a dropdown menu with 'Mat.Méd' selected and a red underline, and the second is a text box containing '4546'. To the right of the first field is a person icon, and to the right of the second field is a lock icon. Below the input fields is a blue button labeled 'Acceder'. At the bottom left, there is a link 'Recuperar password' and another link 'Acceso administrador'. At the bottom right, it says 'v1.3.0'.

Se listarán todos los informes correspondientes. Podrá acceder a cada uno, mediante el botón "Informe"

LABORATORIO SL

RESULTADOS

DNI Más filtros

Informes (2)

- LABORATORIO SL - **60327 - ABALLAY, Manrique Ricardo** 2 pendientes **Captura**
Fecha: 25/10/2022 14:51:00
AUTO: 2660
[Ver solo este paciente](#)
Actualizado: 29/10/2022 03:23:42

- LABORATORIO SL - **60326 - GALLARDO, Daniel** 1 pendiente **Informe**
Fecha: 18/10/2022 17:26:23
DNI:
[Ver solo este paciente](#)
Actualizado: 24/10/2022 18:06:37

Enviar datos de acceso a médico

Puede enviar los datos de acceso al sistema a medicos, ingresando en el menú Configurar de la pantalla principal. Luego, opción Resultados Web


Configuración

MÉDICOS MÉTODOS OBRAS SOCIALES PACIENTES


PERFILES PERMISOS **RESULTADOS WEB** SIMBOLOS y FORMATOS

USUARIOS

Ingrese a la pestaña **Administrar->Usuarios**. Active la opción **“Médico”**, y busque el médico mediante matrícula o apellido.




Podrá visualizar los datos de acceso del MÉDICO y las opciones de envío por diferentes medios. *Atención, si médico cambio el password, no podrá visualizarlo.*



Restablecer password como autoservicio

Si médico olvidó su password, podrá restablecerlo sin necesidad de solicitarlo a personal de su laboratorio. Simplemente, presionando en la opción **“Recuperar password”**. *Atención, esta*

modalidad solo funciona si médico tiene registrado su email en Labim.



← → ↻ ⓘ 127.0.0.1/login/lab/6/lo... ⌂ ☆ □ ⋮



Laboratorio SL

Dra Luciana Más
9 de julio 2212 oeste
0264 4123 4567

Acceso PACIENTES y MÉDICOS

DNI 




Acceder

[Recuperar password](#)

[Acceso administrador](#)


Ingresando el email de registro y dando la orden de **Recuperar Password**.



← → ↻ ⓘ 127.0.0.1/login/lab/6/fo... ⌂ ☆ □ ⋮

RECUPERAR PASSWORD

Por favor, ingrese su email y presione el botón Recuperar password.




Recuperar Password

[Login](#)


Recibirá un email con las indicaciones para continuar.

Restablecer password manualmente


Si el sistema de recuperación mediante autoservicio, no se encuentra operativo o médico no tiene email de registro, es posible restablecer su password, desde la aplicación Labim. Ingrese en el menú **Configurar->Resultados Web**



Ingrese a la pestaña **Administrar->Usuarios**. Active la opción **"Médico"**, y busque el médico mediante documento o apellido.



Presione el botón "RESET PASSWORD".



Usuario de acceso a Resultados Web

Apellido y Nombre **ABALLAY, RICARDO**
AUTO 2.660
Email

Datos de acceso usuario

Acceso Médico

Matrícula Med 2222
Password 7728


RESET PASSWORD PROBAR ACCESO WEB

Enviar datos por Email

Enviar datos por Whatsapp

Ocultar un protocolo en la web

Si necesita que algún estudio o protocolo, no sea publicado en el sitio de resultados web, es posible hacerlo, desde la pantalla de protocolo, pestaña "Envío de informes". Busque la tarjeta correspondiente a "Resultados Web" y desactive la opción "Mostrar este estudio en la web". Presione el botón GUARDAR, para aplicar los cambios.



(60316) GALLARDO, DANIEL JORGE

GUARDAR Resultados Web 60316 Anterior Siguiente

Indicadores: DEUDAS PENDIENTES OK

General Archivos adjuntos (0) Envío de informe

Email a Paciente Enviar

Permitir Enviar por Email SI

dimsoft@live.com

Email a otros destinatario Enviar

Permitir Enviar por Email SI

Para: (enviar informe a las sgtes direcciones)
Ingrese las direcciones una debajo de la otra o separat

Resultados Web

Mostrar este estudio en la web NO

Acceder a aplicación Web
Acceder a validación de informe

OK
05/09/22 12:31:05


Registrado por MÁS, LUCIANA en box Recepción de Laboratorio SL ID: 6943

Validación de informe mediante código QR


En el informe de resultados, se incorpora un código QR de validación de la información contenida en el mismo.

LABORATORIO SL		
Luciana Más		
9 de julio 2212 oeste TEL: 0264 4123 4567		
Protocolo: 60316	Fecha: 05/09/2022 12:29:39	
Paciente: GALLARDO, DANIEL JORGE	DNI: 12.345.678	
Edad: 34 años	E-mail: dimsoft@live.com	
GLUCEMIA (C/U)		
Valor hallado:	80 mg/dL	V.Ref: 70 a 110 mg/dL

Cualquier agente que requiera validar la integridad del mismo, puede escanear el código QR para mostrar la interfaz de validación en su dispositivo



← → ↻ ⓘ 127.0.0.1/validarinf/lab/6/6... 🔗 ☆ 📱 ⋮

 **LABORATORIO SL**
Dra Luciana Más
9 de julio 2212 oeste
0264 4123 4567

✓ **INFORME VÁLIDO**

Fecha:
05/09/2022


Paciente:
GALLARDO, Daniel Jorge

Protocolo:
60316

DNI :
12345678

Sexo:
Masculino


Fecha Nac:
02/12/1987

 **Acceso a historial**

Acceder a historial

Subir informes antiguos manualmente

Es posible indicar al sistema, que vuelva a subir un conjunto de informes, indicando un rango de tiempo. Para ello ingresar al menú **Configurar->Resultados Web**



Pestaña Administrar->Informes.

Seleccione desde que fecha comenzar y presione en subir informes. El proceso puede demorar varios minutos

